

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>유해화학물질<br/>시약 정보 요약서</b> |   | 이 요약서는 「화학물질관리법」 제29조의2 및 같은 법 시행규칙 제31조의2에 따라 유해화학물질 시약을 해당 용도로만 사용하며, 유해화학물질 취급 기준을 준수하여야함을 구매자에게 서면 또는 전자문서로 알려주는 것을 목적으로 하고 있습니다.  |
| 판매업 상호(명칭)                  | 한국피셔과학(주)                                   |  |
| 판매업 주소                      | 인천광역시 중구 공항동로296번길 150, 디5, 디6(운서동, 공항물류단지) |  |
| 판매업 대표전화                    | 02-6196-5500                                |  |
| 유해화학물질 정보                   | 물질명   | Blasticidin-S HCL  |
|                             | 고유번호 또는 CAS No.                             | 3513-03-9  |
|                             | 용도  | 시험용 · 연구용 · 검사용 시약   |
| 취급 기준 준수                    | 취급시설  | - 필요에 따라 후드 등 국소배기장치에서 취급 할 것<br>- 비상시를 대비하여 작업장 부근에 샤워 및 세안시설을 갖출 것<br>- 화염원, 열원과 격리하여 취급할 것  |
|                             | 화학사고 예방                                     | - 물에 녹는 수용성<br>- 보호복, 고글형 보안경 등을 착용 후 취급할 것<br>- 피부와 접촉한 즉시 오염된 의복과 신발을 벗고 비누와 다량의 물로 오염물이 남지 않도록 씻어낼 것<br>- 눈에 들어간 경우 눈꺼풀을 가끔씩 깜빡이면서 다량의 물로 씻어내고 의사와 검진을 받을 것<br>- 화재시 직접 물을 분사하지 말고 건조분말이나 이산화탄소, 물 스프레이, 안개분무(fog), 정규포말로 소화시킬 것<br>- 화재시 화재에 물질이 직접 관계되지 않았다면 물질 자체에 물을 사용하지 않고, 유독가스가 발생하므로 주의하여 취급할 것<br>- 알칼리성 물질과 혼합하지 말 것 |
|                             | 보관·저장                                       | - 건조하고 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 밀폐 보관할 것<br>- 식료품, 사료, 의약품, 음식과 분리하여 저장할 것  |
|                             | 운반  | - 유해화학물질을 취급하거나 저장-적재-입출고 중에는 내용물이 환경으로 유출되지 않도록 포장할 것<br>- 유해화학물질 운전자는 유해화학물질 안전교육 이수한 자 또는 유해화학물질 관리자이어야 함   |
|                             | 기타  | - 폐기물 관리법에 따라 폐기할 것<br>- 화학사고 발생 시 소방서 및 화학물질안전원, 합동재난방재센터 등 화학사고 대응기관에 연락할 것<br>- 유해화학물질 취급기준을 준수하여 주의해서 취급할 것 [화학물질관리법 시행규칙 별표 1] 참조   |